

# NuPrep<sup>®</sup> Żel



Łagodny żel do obniżający oporność kontaktu skóra – elektroda.

Czy masz trudności z uzyskaniem wysokiej jakości zapisu EEG lub EKG? Twoim problemem może być po prostu złe przygotowanie skóry pod elektrodą. NuPrep Żel firmy Weaver and Company skutecznie obniża impedancję skóry przy jej minimalnym podrażnieniu oraz dyskomforcie pacjenta, dzięki czemu może poprawić jakość swoich zapisów.

Co sprawia, że NuPrep Żel tak doskonale działa? Zawiera on łagodny materiał ścierny, który usuwa martwą, suchą skórę i nawilża jej wierzchnią warstwę. To poprawia przewodność i pomaga osiągnąć maksymalną wydajność Twojej aparatury.

Od czasu wprowadzenia na rynek w 1991 roku, NuPrep Żel zdobył znakomitą reputację i jest szeroko stosowany przez wiodące pracownie EKG, EEG i techników w setkach szpitali.

Gdzie kupić NuPrep Żel i inne materiały do wykonywania badań EEG?  
Najlepiej u autoryzowanego przedstawiciela firm Weaver i Grass Technologies w Polsce:

MEDISOFT

tel. 22 852 30 96, 609 EEG EEG (609 334 334)  
faks 22 852 06 47

Internet:

email: [biuro \(at\) medisoft.net.pl](mailto:biuro@medisoft.net.pl)

<http://www.medisoft.net.pl>

<http://www.elektroencefalografia.com>